

Brain**trend**[®]

Der aEEG-Monitor für die Neonatologie






Amplituden-integriertes EEG (aEEG)

Density-Spectral-Array (DSA) und weitere Diagramme


Screenshot-Funktion und Blättern in laufenden und archivierten Messungen

- 1- oder 2-Kanal Original-EEG
- aEEG
- DSA
- Rel. Bandleistungen
- Median / Eckfrequenz
- Leistungsspektrum
- Leistungsvergleich 2 Kanäle
- Burst-Suppression-Ratio
- Blättern in laufenden und archivierten Messungen
- Automatische Impedanzmessung
- EMG-Index
- Markerfunktion
- Screenshot-Funktion

Diagramme



Leistungsvergleich (Kanal 1: weiß, Kanal 2: gelb)



Beispielmessung



← Burst-Suppression-Ratio

← EMG-Index

← Original-EEG

← aEEG